

# Gants de toilette aqua



## LA TOILETTE SANS RINÇAGE

Le Gant de toilette **aqua**<sup>®</sup> est composé d'un non-tissé « gaufré » très résistant et ultra-doux (90 g/m<sup>2</sup>, 40% viscose), imbibé d'une lotion lavante sans rinçage et protectrice, sans alcool ni savon, testée dermatologiquement et hypoallergénique.



## Le gant du patient

Le gant de toilette personnel du patient est parfois l'objet le plus contaminé de la chambre.



## Le gant à usage unique sec

Son utilisation se généralise. Elle impose un protocole contraignant : cuvette, broc, serviette, et coûteux : entretien / décontamination

1 GANT  
=  
1 DOUCHE



1 gant **aqua**<sup>®</sup>  
=  
1 gant du patient  
ou gant à usage unique

- + 1 serviette + 1 cuvette
- + 1 broc + eau + savon
- + décontamination du matériel
- + 10 mn de temps de travail

Le gant pré-imbibé **aqua**<sup>®</sup> permet une toilette complète sans savon, sans rinçage, sans séchage, sans utilisation d'eau ni d'accessoires.